

KERTAKÄYTTÖISTEN INSTRUMENTTIEN KIERRÄTYSOHJE

Cleanside Oy:n toimittamat kertakäyttöiset instrumentit erottaa monikäyttöisistä värikoodista, joka löytyy jokaisesta kertakäyttöinstrumentista. Kaikki instrumenttimme valmistetaan AISI-410 kierrätettävästä ruostumattomasta teräksestä.

Kertakäyttöiset instrumentit voidaan kierrättää normaalin metallinkierrätysjätteen seassa. Jos instrumentti on terävä, tulee noudattaa varovaisuutta jätteen käsittelyssä.

Jos instrumentit ovat kontaminoituneita, suositellaan niiden pyyhkimistä desinfioivalla liinalla tai käyttöä pesu-desinfiointikoneessa ennen metallinkeräykseen laittamista. Metallinkierrätyksessä instrumentit jatkojalostetaan.

Instrumenttien valmistaja noudattaa ISO 9001 & ISO13485 laadunhallintajärjestelmiä.

